


MEDIMED tem como indicação para casos de alterações degenerativas, traumáticas ou mecânicas, processos inflamatórios e lesões que solicitem a reinserção de tecidos moles e ligamentos à estrutura óssea, promovendo a manutenção da união do tecido mole ao osso.


A utilização da Âncora também é indicada no tratamento cirúrgico de tendinites, rupturas de fibras e em casos de subluxação. A âncora pode ser utilizada em diversas articulações, adaptando-se perfeitamente à anatomia óssea.

Parafuso Âncora




	Ø2,0	Ø2,7	Ø4,0	Ø5,0
Comprimento	10,5mm	12,5mm	12,5mm	14,5mm
SW	2,0	2,0	2,0	2,0

Parafuso Âncora Dupla Hélice



	Ø2,0	Ø2,7	Ø4,0	Ø5,0
Comprimento	10,5mm	10,5mm	12,5mm	14,5mm
SW	2,0	2,0	2,0	2,0

Parafuso Âncora Transtendão




	Ø3,5	Ø4,0	Ø5,0
Comprimento	12,0mm	14,0mm	14,5mm
SW	2,5	2,5	2,5

Parafuso Âncora Ombro



	Ø4,0	Ø4,0	Ø4,0
Comprimento	10,0mm	15,0mm	20,0mm
SW	2,0	2,0	2,0

Parafuso Âncora Mão



	Ø5,5	Ø6,5
Comprimento	10,0mm	15,0mm
SW	1,5	1,5