

**Parafuso Canulado  
Esfafóide**



*MEDIMED tem como indicação, serem usados principalmente para procedimentos de osteossíntese combinados ou não a placas ósseas e arruelas. Quando utilizados independentemente ou em associação a placas ósseas tem a função de estabilizar em determinado fragmento ósseo.*

	Parafuso Canulado Esfafóide Ø2,0	Parafuso Canulado Esfafóide
Comprimento	10-26 (2/2)	14-30 (2/2)
SW Interno	1,5	2,0

