

**Parafuso Cônico  
Canulado**



*MEDIMED tem como indicação, serem usados principalmente para procedimentos de osteossíntese combinados ou não a placas ósseas e arruelas. Quando utilizados independentemente ou em associação a placas ósseas tem a função de estabilizar em determinado fragmento ósseo.*

	Ø2,8	Ø5,0	Ø6,5	Ø7,5	TI
<b>Comprimento</b>	10-26 (2/2)	10-40 (2/2) 45 e 50	20-70 (5/5)	30-120 (5/5)	16-30 (2/2)
<b>SW Interno</b>	1,5	2,5	3,5	3,5	2,0

