

Parafuso Interferência
Dupla Hélice



Parafuso Interferência
Rosca Romba



Parafuso Interferência
Rosca Super Romba



O Parafuso de Interferência é indicado para Cirurgias de Reconstrução de Ligamento Cruzado Posterior e Anterior de Joelho, tendo como modo de ação, a fixação direta do enxerto (osso-tendão-osso ou de tecidos moles (tendões flexores)) nos túneis que vai acomodá-lo na parte Distal do Fêmur e na parte Proximal da Tíbia, utilizando-se para este procedimento o instrumental específico para permitir a perfeita isometria do ligamento tanto anterior como posterior, garantindo assim a estabilidade funcional da articulação do joelho.

| | Ø7 | Ø8 | Ø9 | Ø10 | Ø11 |
|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Comprimento | 20-25-30 | 20-25-30 | 20-25-30 | 20-25-30 | 20-25-30 |
| Rosca Interna | Ø4,6 | Ø5,2 | Ø6,2 | Ø7,2 | Ø8,2 |
| SW Interno | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Ø Furos | Ø1,7/2,2 | Ø1,7/2,2 | Ø1,7/2,2 | Ø1,7/2,2 | Ø1,7/2,2 |

