

Parafuso Transverso



O Parafuso Transverso PTE é indicado para Cirurgia de Reconstrução de Ligamento Cruzado Anterior de Joelho, tendo como modo de ação, a fixação de enxertos de tecidos moles ao osso, na parte distal do fêmur. O torque a ser aplicado durante a inserção dos parafusos vai depender do estado e característica do osso e o médico deve decidir qual torque irá aplicar. Baseado nos testes realizados, o médico deve considerar os níveis de implantação. O grau de atividade e condições do paciente pode ter impacto no desempenho do implante.

Comprimento	40mm	45mm	50mm	55mm	60mm
Rosca	Ø6,5	Ø6,5	Ø6,5	Ø6,5	Ø6,5
SW Interno	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5

