




**Pino de Schanz rosca cortical
Ponta Diamante**




**Pino de Schanz rosca trapezoidal
Ponta Romba**



**Pino de Schanz rosca trapezoidal
Ponta Trocater**



**Pino de Schanz rosca cortical
Ponta Broca**



Os Pinos de Schanz são indicados para redução e estabilização de fraturas de ossos longos, médios e pequenos sendo utilizados em associação com Fixadores Externos que por sua vez possibilita a imobilização da fraturas ósseas através de uma estrutura montada externamente proporcionando a reconstrução óssea e ajustes perfeitos dos pinos de Schanz. O critério de seleção do tipo e tamanho dos pinos de Schanz a serem utilizados vai depender do tipo e local da fratura, do estado do osso e do tratamento a ser realizado. Estas condições são de responsabilidade do médico que avalia o paciente e decide quais produtos deverão ser utilizados.

Os Pinos de Schanz são produtos médicos implantáveis fabricados em aço inoxidável, possui formato cilíndrico, parcialmente roscado, com rosca paralela ou cônica e disponibilizada nos diâmetros de 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 4,8 / 5,0 e 6,0mm nos comprimentos 50, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200, 220 e 300mm.

